

Personal Health Monitor

Progetto di Laboratorio di Applicazioni
Mobili 2019/2020


Sara Vorabbi - Matricola: 0000816896



Home

Interfaccia principale, permette di accedere a tutti i servizi dell'applicazione



Fornisce informazioni sui report aggiunti durante la giornata



Calendario

Permette di monitorare la media dei dati aggiunti in una giornata

E' anche possibile vedere la lista completa di report aggiunti in una giornata



Aggiunta & modifica dei report

Permette di aggiungere nuovi report giornalieri e modificarli in un secondo tempo

Aggiunta di parametri inerenti alla salute dell'utente e annotazioni varie

09:15

Temperatura

Pressione Sistolica

Pressione Diastolica

Indice Glicemico

Peso

Nota

SALVA

22:03

Temperatura:
36.5

Pressione Sistolica:
124.0

Pressione Diastolica:
82.0

Glicemia:
0.0

Peso:
0.0



Nota:
pressione ok!

AGGIORNA CANCELLA

Grafici

E' possibile monitorare
l'andamento dei dati aggiunti
per categoria

Istogramma e grafico lineare



Filtri

Possibilità di visualizzare i report:

- aventi dati con una importanza maggiore o uguale al valore inserito
- in un range temporale

23:47

← Filtri

Importanza Report: 1
Seleziona l'importanza dei report da mostrare

Parametri visualizzati:
Temperatura - Pressione Sistolica - Pressione Diastolica - Glicemia - Peso

Data Inizio: 03/01/2021

Data Fine: 03/01/2021

MOSTRA I REPORT

23:48

← Filtri

Importanza Report: 4
Seleziona l'importanza dei report da mostrare

Parametri visualizzati:
Pressione Sistolica - Peso

Data Inizio: 04/01/2021

Data Fine: 07/01/2021

MOSTRA I REPORT

Temperatura	Sistolica	Diastolica	
0.0 °C	124.0 mmHg	86.0 mmHg	
Glicemia	Peso		
96.0 mg/dl	0.0 kg		
Terzo Report!			
Temperatura	Sistolica	Diastolica	
36.8 °C	115.0 mmHg	82.0 mmHg	
Glicemia	Peso		
0.0 mg/dl	70.1 kg		
Quinto Report!			

Impostazioni

Notifiche giornaliere con
possibilità di scelta dell'orario

Notifiche di monitoraggio per i
dati più importanti

22:16

← Impostazioni

Notifiche

Daily notifications **ON**

Seleziona l'orario di notifica: 09:00

Preferenze di monitoraggio

Temperatura

Compreso fra: 35.5 e 36.8

Monitora la temperatura da 01/01/2021 a 01/04/2021

Pressione Sistolica

Compreso fra: 110.0 e 130.0

Monitora la pressione sistolica da 01/01/2021 a 01/10/2021

Pressione Diastolica

Glicemia

Peso

UPDATE **CANCEL**

17:24

← Impostazioni

Notifiche

Daily notifications **OFF**

Preferenze di monitoraggio

Temperatura

Pressione Sistolica

Pressione Diastolica

Glicemia



Peso

UPDATE **CANCEL**

Notifiche – parte 1

Notifica per l'aggiunta di un nuovo report

Notifica posticipata



Notifiche – parte 2

Notifica per il monitoraggio
dei parametri aggiunti
dall'utente

Notifica dell'attività
foreground che controlla i
parametri

